

Digitaalinen kuumemittari

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa.

Yleiskuva



Pariston vaihto

- Kun näyttöön ilmestyy paristosymboli, paristo on vaihdettava.
- Avaa paristolokero ruuvimeisselin avulla kääntämällä kuumemittarin takaosa auki.
- Poista vanha paristo varovasti ja vaihda se uuteen 3V CR2032 litiumparistoon. Negatiivinen puoli alaspäin (-), positiivinen puoli ylöspäin (+).
- Sulje paristolokero huolellisesti.



Mittausohjeet

- Paina On/Off-painiketta – näyttö syttyy.
- Aseta kuumemittari paikalleen ja aloita mittaus.
- Kun näyttö lakkaa vilkkumasta, oikea lämpötila näkyy näytöllä. Näyttö valaistuu eri väreillä riippuen mitatusta lämpötilasta.
- Kuumemittari sammuu automaattisesti noin 30 sekuntia sen jälkeen, kun se on lopettanut vilkkumisen.
- Jos painat On/Off-painiketta uudelleen, laite näyttää viimeisimmän mittaustuloksen.
- Puhdista mittari käytön jälkeen.

Takuu

Tällä kuumemittarilla on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. HUOM! Takuu on voimassa vain, jos alkuperäinen kuitti on tallessa.

Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai huolimattomasta käsittelystä.

Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet – ei esim. putoamisesta aiheutuneita vaurioita.

Säilytä ostokuitti, sillä se toimii takuutodistuksena ja osoittaa, milloin ja mistä kuumemittari on ostettu.

Kuitti on TAKUUKUITTI JA TAKAA TAKUUN

CE	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

Distributör:
Willab AB
Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
info@willab.se

Varotoimenpiteet

- Puhdista kuumemittari käytön jälkeen kuivalla liinalla (suositellaan).
- Jos kuumemittaria ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo.
- Suojaa kuumemittari suoralta auringonvalolta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja pölyltä.
- Älä altista kuumemittaria äärimmäiselle kylmyydelle (alle -20 °C) tai kuumuudelle (yli +60 °C).

Tillverkare:

Wenzhou Yosun Medical Technology Co.,Ltd.

Adress: No.17, Shahong Road. Lingmen,
Beibaixiang Town. Yueqing, Wenzhou, 325603
Zhejiang, China